

Masque o2 moyenne concentration Enfant



Référence : ZAR-MCE

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe IIa (conformément au Règlement (UE) 2017/745 - MDR)

INDICATION :

- Fourniture d'oxygène avec régulation précise de la concentration.
- Destiné à une concentration moyenne en oxygène.
- Adapté aux patients pédiatrique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en PVC (polychlorure de vinyle) transparent et non toxique.
- Sans latex.
- Plaque nasale métallique réglable et fixation en caoutchouc.
- Équipé d'un tube de 210 cm avec connecteurs universels.
- Tube à section transversale en étoile, résistant à la flexion.
- Connecteur pivotant s'adaptant à la position du patient.
- Usage unique.
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement : emballage individuel papier-film, carton de 50 unités.