

Set de perfusion stérile



Réf. : ZAR-PER

CLASSIFICATION :

Dispositif médical de classe IIa, conforme au règlement (UE) 2017/745 (RDM) relatif aux dispositifs médicaux.

INDICATION :

▪ Dispositif destiné au transfert de fluides dans le cadre d'une thérapie intraveineuse par perfusion.

CARACTÉRISTIQUES :

- Dispositif de fermeture à 2 voies et 4 points sur la chambre de goutte-à-goutte, assurant une connexion étanche et fiable.
- Entrée d'air avec filtre antibactérien et clapet coloré (bleu).
- Chambre de goutte souple de 5 cm.
- Compte-gouttes calibré : 20 gouttes = 1 ml ± 0,1 ml.
- Filtre à fluide retenant les particules > 15 µm.
- Tube souple et flexible, longueur 150 cm.
- Raccord conique universel Luer-Lock.
- Régulateur de débit précis et sécurisé.
- Extrémités protégées par des capuchons.
- Sans latex.
- Disponible en version avec ou sans phtalates.
- Usage unique.
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).
- Durée de conservation : 5 ans.
- Conditionnement : 1 pièce/sachet papier-film plastique.

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré